

Box Liegefläche

Komfort und Hygiene

Die komfortable BELMONDO® Trend wird hohen Ansprüchen gerecht: Die wärmedämmende Luftpolsterstruktur gewährleistet einen pferdegerecht weichen, stoßdämpfenden Untergrund. Die besondere Elastizität unterstützt beim Aufstehen und Abliegen. Gleichzeitig kann das Pferd eben auftreten und stabil stehen. Die BELMONDO® Trend wird gern eingesetzt, wenn die Tiere aufgrund von Erkrankungen wie Rehe oder Arthrose mehr Weichheit und Unterstützung benötigen. Sie ist auch bestens für ältere Pferde geeignet. Besonders bei sensiblen Pferden hilft die sanfte Oberflächenstruktur, dass Fellabschürfungen kaum mehr vorkommen. Die Matten sind für Box und Liegeflächen (z. B. im Offenstall) konzipiert und befahrbar. Durch die exakte Puzzle-Verbindung können sie einfach schwimmend verlegt werden. Gummistege an der Unterseite sorgen außerdem für bessere Hygiene.



- Für besondere Ansprüche
- Verbessert die Trittsicherheit
- Weniger Einstreubedarf > weniger Staubbelastung, Mistvolumen und Arbeit



BELMONDO® Trend: Technische Daten

Abmessungen	Stärke	Breite	Länge
4-seitig gepuzzelt	28 mm	1 m	1 m

Box Liegefläche

Montage

Die BELMONDO® Pferdewerksmatten können einfach auf jedem befestigten Untergrund verlegt werden. Normalerweise ist keine Fixierung am Boden erforderlich (schwimmende Verlegung). Durch das Eigengewicht und die sehr exakte Puzzerverbindung liegen die Matten stabil am Boden. Reststücke, die am Rand abgeschnitten werden, können gut an anderer Stelle wieder eingesetzt werden > Verschnitt wird minimiert!

[Montageanleitung](#)

Für jeden Beschlag geeignet.

Befahrbarkeit

BELMONDO® Trend ist befahrbar mit üblichem Gerät wie z. B. Hoflader oder Traktor mit zugelassener Luftbereifung bei vorgeschriebenem Luftdruck bis max. 2,5 bar. (Beachten: mit notwendiger Umsicht fahren und in großen Radien lenken!)

[Befahrungsvorgaben](#)

Pflege-Tipp

Um Flüssigkeiten zu binden, wird immer etwas saugfähige Einstreu benötigt. Der Bedarf hängt von der Einstreuart, dem individuellen Verhalten des Pferdes und vom Stallklima ab.

Behandlung mit Hochdruckreiniger sowie handelsüblichen Reinigungsmitteln möglich. Die verpuzzelten Einzelmatten können zur Grundreinigung einfach hochgeklappt oder entnommen und anschließend wieder eingebaut werden.

Optionales Zubehör: VITA Top

Abdeckleiste als optischer Abschluss zur Wand

Höhe

5 cm

Breite

5,5 cm

Länge

200 cm

Montage VITA Top


Montage an der Wand:

alle 40 cm in der Positionsrille befestigen

KRAIBURG Befestigungselemente:

Spaxschrauben $\varnothing 5 \times 60$ mm (werden mitgeliefert)

Bei Bedarf zur Wand passenden Dübel verwenden.



Toleranzen

Stärke: +3/-2 mm

Breite + Länge: +/- 1,5 % (DIN ISO 3302-1 Toleranzklasse M4)

Box Liegefläche

Bitte beachten Sie die entsprechenden KRAIBURG Vorgaben und Montageanleitungen mit wertvollen Hinweisen und Tipps.

Weitere technische Details auf Anfrage. Die hier aufgeführten Produkte sind nur für die dargestellten Anwendungsgebiete einsetzbar. Technische Änderungen vorbehalten. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Rechtsgrundlage ist die deutsche Version des Dokuments.